



Silikon *Diaphragma*

MILEX Wide Seal mit Omniflex-Spiralfederring

Anwendung:

Barriere Verhütungsmittel zur Schwangerschaftsverhütung.
Anwendung zusammen mit Gel (**Contragel grün®** PZN 0761621)

Eigenschaften:

- Lange haltbar
- Verursacht keine Latexallergien
- Sterilisierbar
- Breiter Rand mit Lippe; Gel bleibt besser im Diaphragma, breiterer Abschluss zur Vaginalwand
- Aufbewahrungsbox

Inhaltsstoffe:

- Membran: medizinisches Silikon
- Federring: Edelstahl
- Farbe: beige

Silikon *Diaphragma*

Lieferbare Größen:
(Außendurchmesser)

60 mm	PZN 197460 3
65 mm	PZN 197462 6
70 mm	PZN 197463 2
75 mm	PZN 197464 9
80 mm	PZN 197465 5
85 mm	PZN 197466 1
90 mm	PZN 197467 8

Hersteller:
Cooper Surgical Inc.

CE 00297 Medizinprodukt Klasse IIb

